



# IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATI KÉRŐLAP

PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, 7643 Pécs, Szigeti út 12.  
a NAH által NAH-1-1552/2016 számon akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium  
Laborvezető szakorvos: Dr. Berki Tímea, tel.: 72-536-291, fax: 72-536-289, [berki.timea@pte.hu](mailto:berki.timea@pte.hu)

Beteg neve: ..... Születési dátum: .....  
Leánykori neve: ..... Anyja neve: .....  
BetegTAJ-száma: .....  
Beteg lakcíme: ..... Lakcímeinek irányítószáma: .....  
Megrendelő intézet levelezési címe: .....  
Napló/Törzsszám: ..... Térítési kategória:  ambuláns,  
Beküldő osztály OEP kódja: .....  bentfekvő  
Orvos neve: ..... Pecsétszám: .....  egyéb  
BNO Kód: ..... Egyéb megjegyzés: .....

**Eredményküldés: EESZT rendszeren keresztül.**

## Szisztémás autoantitestek:

### **Anti-nukleáris autoantitestek:**

- ANA Screen (313 NP)
- kettősszálú DNS (912 NP)
- nukleoszoma (hiszton+dsDNA) (1004 NP)
- centromer Cenp-B (ACA) (548 NP)
- ENA: Sm, Sm/RNP, SS-A (52 és 60 kDa), SS-B, Scl-70, Jo-1 (6832 NP)
  
- anti-C1q<sup>#</sup> (626 NP)

### **Rheumatoid arthritis autoantitestek:**

- CCP (939 NP)
- Rheumatoid Factor IgG/A/M (2612 NP)

### **Vasculitis specifikus autoantitestek:**

- anti-neutrofil citoplazma autoantitestek:
- ANCA: MPO (p-ANCA) / PR3 (c-ANCA) (1574 NP)

### **Myositis specifikus autoantitestek:**

- Mi-2, PMScl, Jo-1, Ku, PI-7, PI-12, AMA-M2, Rib-P, SRP PMScl100, PMScl75, MI-2a, MI-2b, TIF1y, MDA5, NXP2, SAE1, EJ, OJ, RO-52, cN-1A, Jo-1, KU, SRP, PL-7, PL-12<sup>#</sup> (11906NP)

### **Anti-fosfolipid autoantitestek:**

- cardiolipin IgG/A/M (2675 NP)
- β2 glycoprotein-1 IgG/A/M (2577 NP)
- prothrombin IgG/M<sup>#</sup> (2092 NP)

## Szervspecifikus autoantitestek:

### **Endokrin panel:**

- Pajzsmirigy: thyreoglobulin (TG) / TPO (1709 NP)
- Diabetes/metabolikus sy: GAD65<sup>#</sup> (3130 NP)
- Diabetes/metabolikus sy: IA2<sup>#</sup> (680 NP)
- Inzulin (1315NP)<sup>#</sup>

### **Anaemia specifikus autoantitestek:**

- gyomor parietális sejt / intrinsic factor<sup>#</sup> (2093 NP)

### **Gyulladásos bélbetegségek:**

- ANCA: MPO (p-ANCA) / PR3 (c-ANCA) (1574 NP)
- ASCA IgG/A<sup>#</sup> (1252 NP)

### **Coeliakia specifikus autoantitestek:**

- szöveti transzglutamináz (tTG) IgG/A gliadin IgA (5056NP)
- endomysium IgA<sup>#</sup> (2361 NP)

### **Vese specifikus autoantitestek:**

- glomerulus bazalmembrán (GBM) (993 NP)
- ANCA: MPO (p-ANCA) / PR3 (c-ANCA) (1574 NP)

### **Autoimmun hepatitis autoantitestek:**

- AMA-M2 (PDH) (885 NP)
- AMA-M2, LKM1, LC1, SLA, SP100, Gp210, F-actin-Simaizom, Desmin, Myosin<sup>#</sup> (7307 NP)

### **Posztinfekciós diagnosztika:**

- Borrelia Burgdorferi IgG/M<sup>#</sup> (3004 NP + 3327 NP<sup>\*\*</sup>)
- Chlamydia pneumoniae IgG/A/M<sup>#</sup> (4506 NP)
- Mycoplasma pneumoniae IgG/A/M<sup>#</sup> (4506 NP)
- Chlamydia trachomatis IgG/A/M<sup>#</sup> (3648 NP)
- Yersinia enterocolitica IgG/A/M<sup>#</sup> (3147 NP)
- Helicobacter pylori IgG/A<sup>#</sup> (2415 NP)

**Minta:** 1 cső friss, natív vér (sárga kupakos/zselés cső), maximum 2 órán belül vagy 1-2 ml szérum, +4°C-on tárolva, 24 h-n belül, -20°C-on tárolt fagyasztott minta esetén egy héten belüli szállítással vállaljuk a feldolgozást!

Beutalás Dátuma: .....év.....hónap.....nap Mintavétel ideje: .....év.....hónap.....nap

.....  
**orvos aláírása, pecsét**

.....  
**mintavevő aláírása**

\*A Borrelia Burgdorferi IgM ELISA pozitívítása esetén a megerősítő WB vizsgálat német pont (NP) értéke

A NAH által nem akkreditált vizsgálatok # megjelöléssel vannak feltüntetve!

Kód:	BMV 02	Változat	1
File név:	IL-MK_M32_szerológiai_kérőlap(BMV 02)_20201030	Oldal:	1 / 1
Érvénybe lépés ideje:	2020.10.30.		